

Risikoanalyse

Produktrisiken:

RF1: Falsche Verteilung der Patienten

- RF1.1 User legt Patient auf die falsche Station
 - Schweregrad 3
 - Gegenmaßnahme: Bestätigungsdialog (ggf. mehrfach)
 - Transfer kann gelöscht werden
- RF1.2 Software legt Patient auf falsche Station
 - Schweregrad 4
 - Gegenmaßnahme: Überwachungssystem einbauen

RF2: Datensicherheit

- RF2.1 Unbefugter Zugriff auf Datenbank
 - Schweregrad 5
 - Gegenmaßnahmen: Verschlüsselung, Login, Rechtesystem auf DB
- RF2.2 Unbefugter Zugriff auf SoftBed-Software
 - Schweregrad 5
 - Gegenmaßnahmen: Login, Rechtesystem
- RF2.3 Datenverlust
 - Schweregrad 4
 - Gegenmaßnahmen: Backup min. einmal am Tag, Spiegeln der DB
- RF2.4 Datensätze vertauschen
 - Schweregrad 4
 - Gegenmaßnahme: Redundanz in der DB

Projektrisiken

RF3: Mitarbeiterausfall

- RF3.1 Durch Krankheit
 - Schweregrad 2
 - Gegenmaßnahme: Arbeitspaketumverteilung
- RF3.2 Durch Abbruch
 - Schweregrad 3
 - Gegenmaßnahme: gut dokumentierter Code

RF4: Fehleinschätzungen

- RF4.1 Technologie
 - Schweregrad 4
 - Gegenmaßnahme: gute Planung und Design
- RF4.2 Umfang
 - Schweregrad 3
 - Gegenmaßnahme: Nicht unbedingt nötige Features weglassen